

EC 25

REMOVEDOR DE ALGINATO Y DE YESO *Baño de limpieza acuoso, listo para usar*

Descripción

Baño de limpieza, listo para usar. Muy adecuado para una limpieza por ultrasonidos a fondo de:

- cubetas de impresión y los instrumentos dentales,
- instrumentos de acero inoxidable, vidrio y cerámica,
- plásticos.

Elimina: alginatos y yesos dentales.

Aleaciones ligeras (Al, Mg, Zn) previamente probar la resistencia. Iniciar peligro en materiales poco níquel (por ejemplo edad cubetas de impresión).

Utilización y dosificación

Alginatos: sin diluir entre 60 – 70 °C aprox. 15 – 45 minutos en baño de inmersión ultrasonidos; Alginatos entonces puede hacer frente fácilmente a cubetas de impresión.

Yesos dentales: entre 40 – 70 °C aprox. 1 – 3 minutos en baño de inmersión ultrasonidos.

Después de limpiar, enjuague bien con agua corriente y eventual cepille los restos.

Advertencias de peligro e instrucciones de seguridad

EC 25 está clasificado como peligroso (irritante ocular) según el reglamento (CE) no. 1272/2008 [GHS]. Observar las instrucciones de la Ficha de Datos de Seguridad y manejar con cuidado los detergentes químicos.

Caracterización físico-química

Densidad: 1,098 g/ml; pH ~ 11,7 en estado de entrega.

Ingredientes según Anexo VII, A, Reglamento CE No 648/2004 (detergentes): <5% tensioactivos aniónicos.

Eliminación del líquido utilizado

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según Anexo III de Reglamento CE No 648/2004 sobre detergentes.

El líquido utilizado puede eliminarse en el desagüe conforme a los valores límite de pH locales (siguiendo las normas locales de la autoridad competente), siempre y cuando los restos de suciedad limpiada lo permitan.

Código de residuo: 07 06 01*, „Líquidos de limpieza y licores madre acuosos“.

Formas de entrega, almacenaje y transporte

Recipiente: botella de 1 litro; HDPE-bidón de 10 litro y 25 litro.

Guardar sólo en el recipiente original cerrado entre +5 °C hasta +35 °C. Proteger del calor intenso y de los rayos solares directos.

Puede almacenarse durante 5 años a partir de la fecha de producción (ver el sello de la etiqueta).

El producto no representa ningún peligro para ningún tipo de transporte.

Elma Schmidbauer GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-ultrasonic.com

13.07.2016 / Version 4.0 / E:\PRODUKTINFO\spanisch\word_E\P_EC 25_E.docx

Tel.: +49 7731 882-0

Fax: +49 7731 882-266

www.elma-ultrasonic.com

