

X-tra 150 H

Elmasonic Ultraschall-Reinigungsgerät

Elma Bestellnummern

Elmasonic X-tra 150 H (230 V)	100 1034
Elmasonic X-tra 150 H (115 V)	auf Anfrage
Edelstahl-Deckel	100 1487
Edelstahl-Korb 276 x 216 x 140 mm	100 1365
Weiteres Zubehör auf Anfrage	



Abb. Elmasonic X-tra 150 H

Elmasonic X-tra: Spitzentechnologie "Made in Germany"!

Produktmerkmale:

- Schwingwanne aus kavitationsfestem Spezialstahl mit 3-jähriger Langzeitgarantie
- Leistungsstark durch zusätzliche Schwingsysteme
- Permanente Sweep-Funktion für optimale Schallverteilung durch elektronische Oszillation des Schallfelds
- 2 Reinigungsstufen: "power" zur Intensivreinigung und "soft" zur schonenden Reinigung empfindlicher Teile
- Hohe Heizleistung für kürzere Aufheizzeiten
- Trockenlaufsichere Heizung
- Praktisches Handling durch abnehmbares Kaltgeräte-Anschlusskabel
- Schnellablauf mit geschweißter Verrohrung
- Tropfwassergeschützte Bedieneinheit
- Zeitschaltuhr für Ultraschall, regelbar 0-15 min. und Dauerbetrieb
- Heizungsregelung von 30 - 80°C

Technische Daten

Netzspannung (Vac)	100-120V oder 200-240V	Wanne max. Volumen (Liter)	14,0
Netzanschluss	1 Ph. Schutzkontakt	Ablauf	1/2"
Ultraschall-Frequenz (kHz)	35	Gewicht (kg ca.)	13,2
Leistungsaufnahme gesamt (W)	1120	Material Wanne	Edelstahl
Ultraschallleistung effektiv (W)	180 / 300	Material Gehäuse	Edelstahl
Ultraschall Spitzenleistung max.* (W)	1200	Schutzklasse	IP 20
Heizleistung (W)	800		
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60		
Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	425 / 315 / 350		
Wannen-Innenmaße B / T / H (mm)	300 / 240 / 200		

* Aufgrund der Signalform ergibt sich der 4-fache Wert für den maximalen Spitzenwert der Ultraschallleistung.