

X-tra 70 H

Elmasonic Ultraschall-Reinigungsgerät

Elma Bestellnummern

Elmasonic X-tra 70 H (230 V)	100 1021
Elmasonic X-tra 70 H (115 V)	auf Anfrage
Edelstahl-Deckel	100 1476
Edelstahl-Korb 276 x 126 x 80 mm	100 1361
Weiteres Zubehör auf Anfrage	



Abb. Elmasonic X-tra 70 H

Elmasonic X-tra: Spitzentechnologie "Made in Germany"!

Produktmerkmale:

- Schwingwanne aus kavitationsfestem Spezialstahl mit 3-jähriger Langzeitgarantie
- Leistungsstark durch zusätzliche Schwingssysteme
- Permanente Sweep-Funktion für optimale Schallverteilung durch elektronische Oszillation des Schallfelds
- 2 Reinigungsstufen: "power" zur Intensivreinigung und "soft" zur schonenden Reinigung empfindlicher Teile
- Hohe Heizleistung für kürzere Aufheizzeiten
- Trockenlaufsichere Heizung
- Praktisches Handling durch abnehmbares Kaltgeräte-Anschlusskabel
- Schnellablauf mit geschweißter Verrohrung
- Tropfwassergeschützte Bedieneinheit
- Zeitschaltuhr für Ultraschall, regelbar 0-15 min. und Dauerbetrieb
- Heizungsregelung von 30 - 80°C

Technische Daten

Netzspannung (Vac)	100-120V oder 200-240V	Wanne max. Volumen (Liter)	6,5
Netzanschluss	1 Ph. Schutzkontakt	Ablauf	3/8"
Ultraschall-Frequenz (kHz)	35	Gewicht (kg ca.)	9,6
Leistungsaufnahme gesamt (W)	600	Material Wanne	Edelstahl
Ultraschalleistung effektiv (W)	110 / 180	Material Gehäuse	Edelstahl
Ultraschall Spitzenleistung max.* (W)	720	Schutzklasse	IP 20
Heizleistung (W)	400		
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60		
Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	360 / 225 / 300		
Wannen-Innenmaße B / T / H (mm)	300 / 150 / 150		

* Aufgrund der Signalform ergibt sich der 4-fache Wert für den maximalen Spitzenwert der Ultraschalleistung.