



Ultraschall-Einbaugeräte

Elmasonic EasyCARE TL

Easy to integrate. Easy to operate.

- Maximale Ultraschallleistung durch integrierte Pulse-Funktion
- Warnanzeige bei Übertemperatur zur Vermeidung von Eiweiðaushärtung
- Geeignet zur Aufnahme von mehreren medizinischen DIN- und ISO-Körben
- Prüfzeugnis zur Gerätequalifizierung sowie optional regelmäßige Requalifizierung
- Registriert als Medizinprodukt Klasse I*

Elmasonic EasyCARE TL*

Das leistungsstarke Einbau-Ultraschallgerät

Das Elmasonic EasyCARE TL ist ein leistungsstarkes Ultraschallgerät zur einfachen Integration in Vorreinigungsarbeitsplätze.

Mit **37 kHz** Ultraschallfrequenz, **integrierter Pulse-Funktion** für maximale Reinigungsleistung und einer zweistufigen **Warnanzeige für Übertemperatur** ist das Elmasonic EasyCARE TL bestens für den Einsatz in der Vorreinigung chirurgischer Instrumente ausgestattet.

Im Lieferumfang ist ein **Prüfzeugnis zur Gerätequalifizierung** nach DIN SPEC 40170 enthalten. Damit ist die Requalifizierung des Gerätes und dessen Einbindung in die Prozessvalidierung möglich. Die professionelle Requalifizierung des Geräts erfolgt durch den Elma Service.

Zudem im Lieferumfang enthalten:

Ultraschallwanne, Generator, Bedienelement sowie Montagematerial

Erhältliches Zubehör:

Deckel mit Wandhalterung sowie Korbtray



Weitere Vorteile des Elmasonic EasyCARE TL:

- Aufnahme von mehreren DIN- und ISO-Körben aufgrund der Wammentiefe von 30 cm
- Zwei Füllhöhenmarkierung zur sicheren und sparsamen Dosierung der Reinigungschemie
- Schräger Wannboden zum einfachen Entleeren und Wechseln der Reinigungsflüssigkeit
- Einfache Bedienung durch Anbringung des Bedienelements an der Arbeitsplattenfront
- Platzsparender und einfacher Einbau in Vorreinigungstische
- Wandhalterungen für den Deckel für einen freien und aufgeräumten Arbeitsbereich
- Hygienische Pflege durch abgerundete Wannenecken und einfach abwischbare Bedieneinheit

Technische Daten

Ultraschallfrequenz (kHz)	37
Arbeitsvolumen (l)*	30 bzw. 50*
Ultraschalleistung effektiv (W)	600
Netzspannung (V)	230
Wannen-Innenmaße B/T/H (mm)	600 / 450 / 293
Korbtray-Innenmaße B/T/H (mm)	551 / 287 / 137
Zeitschaltuhr (min)	1 - 15 und Dauerbetrieb

*Je nach Füllhöhe gem. Markierung



Ultrasonics.Steam.UltraClean.