



Sûr, individuel et flexible.
Nettoyage à la vapeur conforme au MDR.

Elmasteam 8 med^{*}



Fonctions et avantages



Fort

 **4 à 8 bar de pression de vapeur**

Les niveaux de pression «soft» et «strong» peuvent être réglés et mémorisés individuellement entre 4 et 8 bars. La pression de vapeur est disponible sur une longue durée à un niveau constant.

 **Nettoyage efficace**

Fort effet nettoyant et pas de condensation sur le produit à nettoyer grâce à une vitesse d'écoulement élevée au niveau de la buse et à la vapeur sèche. En outre, la fonction d'air comprimé peut être activée sur la pièce à main. Lors du nettoyage, les germes sont réduits de 99,875 % et les protéines de 97 % (Prüfinstitut HygCen Austria, 06/2017).

Clean

 **Conforme au règlement MDR**

Les appareils Elmasteam 8 med sont enregistrés comme dispositifs médicaux de la classe I selon l'ordonnance MDR (UE) 2017/745.

 **Mode eco**

Le mode eco, respectueux de l'environnement, se met en marche automatiquement après une période de temps librement définissable. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi des coûts.

Intelligent  **Programme de détartrage intégré**

Le moment optimal pour les intervalles de détartrage est déterminé sur la base des paramètres de l'eau réglés (dureté de l'eau et teneur en chlore) et de l'intensité de l'utilisation. Elmasteam 8 med fonctionne donc de manière très fiable et a une longue durée de vie.

Flexible

 **Remplissage facile**

L'Elmasteam 8 med est rempli soit par le raccordement d'eau fixe, soit par un bidon, soit par la cavité de remplissage. Le niveau de remplissage est constamment contrôlé.

 **Sécurité et facilité d'utilisation**

Plus de sécurité pour l'utilisateur grâce à la fonction time-to-lock et à l'intégration aisée dans le mobilier hospitalier. Utilisation pratique via un seul élément de commande.

Les instruments fortement sollicités tels que les fraises, les forets ou les instruments HF ne sont souvent pas suffisamment nettoyés des particules adhérentes lors du processus de retraitement standard dans le laveur-désinfecteur.**

Grâce au dispositif de nettoyage à vapeur Elmasteam 8 med, les instruments peuvent être prénettoyés et même les contaminations tenaces, par exemple les résidus d'os et de tissus sur les fraises, les tissus brûlés sur les instruments électrochirurgicaux HF peuvent être enlevés en douceur. Ainsi, les précieux instruments sont préservés pour longtemps.

Les volumes intérieurs des instruments à tige tubulaire peuvent être nettoyés grâce au raccord Luer-Lock sur la pièce à main ou avec le kit d'adaptation.

**Elmasteam 8 med NE se substitue PAS à priori à la préparation par lavage et désinfection.

Developpé pour

Les hôpitaux • Les cabinets médicaux et dentaires • Les laboratoires dentaire

Nettoie

Les instruments médicaux • Les prothèses • Les implants



Élimine

Les résidus tissulaires et osseux • Le sang • Le tartre • L'alginat, le plâtre et le ciment • Les pâtes de ponçage et polissage • Les cires • Les restes de peau et de corne



Fraise diamantée avant et après le nettoyage



Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Germany)
www.elma-ultrasonic.com

Sujet de modifications techniques et optiques.
Elmasteam 8 med_FR_06_22

*Dispositif médical de classe 1 selon MDR
(EU) 2017/745. Veuillez observer les prescriptions
et les lois en vigueur dans votre pays.