



Ultraschallreinigung
nach neuesten Gesetzen.

Elmasonic Med*



Elmasonic Med ist die Serie leistungsstarker Ultraschallreinigungsgeräte, die für zuverlässige Vorreinigung medizinischer, zahnärztlicher und chirurgischer Instrumente und Implantate steht. Mit 37 kHz Ultraschallfrequenz lassen sich auch hartnäckigste Verschmutzungen entfernen.**

Passend zu den verschiedenen Anwendungen gibt es Elmasonic Med Reinigungsgeräte mit Wannenvolumen von 3 bis 90 Liter (ab Med 60 mit Ablauf). Für beste Reinigungsergebnisse sorgt die von Elma entwickelte, anwendungsspezifische Reinigungschemie und praktisches Zubehör wie Körbe, Trayhalter, uvm.

****Elmasonic Med ersetzt grundsätzlich NICHT die Aufbereitung im RDG.**

Entwickelt für

Arztpraxen • Krankenhäuser • Zahnarztpraxen
• Zentrale Sterilgutversorgungsabteilungen •
Dentallabore • Tattoo- und Piercingstudios •
Fußpflegesalons



Reinigt

Chirurgische, medizinische oder zahnärztliche
Instrumente • Prothesen und Implantate •
Instrumentarium aus den Bereichen Podolo-
gie, Tattooing und Piercing



Entfernt

Blut, Gewebe- und Knochenrückstände •
Fette • Sekrete • Dentinspäne • Zahnstein •
basale Ablagerungen • Alginate, Gipse •
Schleif- und Polierpasten • Wachse •
Flussmittel • Zement • Horn- und Hautreste •
sonstige Verunreinigungen



Clean



MDR-Konform

Elmasonic Med Geräte sind nach MDR-Verordnung (EU) 2017/745 als Medizinprodukt der Klasse I registriert.



Cleanes Design

Edelstahloberflächen sind leicht zu reinigen, Display und Folientastatur sind abwischbar. Das moderne Design kann sich sehen lassen.

Intelligent



5 individuelle Ultraschallmodi

degas: Schnellentgasung
eco: Leise, energieeffizient, längere Gerätelebensdauer
sweep: Gleichmäßigere Ultraschallreinigung
pulse: Bei hartnäckigsten Verschmutzungen
dynamic: Automatischer Wechsel zwischen pulse und sweep für noch bessere Reinigungsergebnisse



Eigene Programme speichern

Vier individuelle Reinigungsprogramme lassen sich im Menü speichern und per Schnellwahl aktivieren – für verlässliche Abläufe und reproduzierbare Reinigungsergebnisse.

Einfach



Intuitiv und Anwenderorientiert

Das gut lesbare und übersichtliche Display erlaubt eine einfache und präzise Einstellung der Reinigungsparameter.



Feedback vom Gerät

Dank Anzeigen und Warnmeldungen, z. B. bei Reinigungsende oder bei Erreichen der Grenztemperatur, wird der Anwender stets über den aktuellen Betriebszustand informiert.

Sicher



Smarte Technik

Die Grenztemperatur ist individuell einstellbar. So kann die Denaturierung von Protein verhindert werden. Wertvolles Instrumentarium wird geschützt und perfekt sauber.



Schutz für Anwender

Der Kunststoffdeckel sorgt durch reduzierte Betriebsgeräusche für eine leisere Arbeitsumgebung. Nach der Reinigung dient er als praktisches Abtropftablett für Korb und Teile.



Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Germany)
www.elma-ultrasonic.com

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Elmasonic Med_DE_07_20

*Medizinprodukt Klasse I gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745. Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze.