


Elmasteam Zubehör - Abdampfschale

- Kondensat und Verschmutzungen werden beim Abdampfen aufgefangen - dadurch wird der Arbeitsplatz sauber gehalten.
- Komplett in Einzelteile zerlegbar.
- Durch glatte Oberflächen leicht zu reinigen.
- Benutzerfreundliche Halterung für das Handstück des Elmasteam.
- Halterung für das Elmasteam Handstück ist frei positionierbar.
- Halterung für Pinzette in der Halterung Elmasteam Handstück integriert.
- Leicht transportierbar und flexible Nutzung im Reinigungsprozess.



Bestellnummer	1075962
Listenpreis	260,00 €
Außenmaße B / T / H (mm)	450 / 355 / 300
Innenmaße B ₁ / T ₁ (mm)	350 / 350
Gewicht (kg)	3,6

Maßdefinition



Alle Preise ab Werk, exklusive Außenverpackung, zuzüglich MwSt.

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.