


## Elmasteam Accessoires - Bac pour vaporation

- Le condensat et les salissures sont récupérés lors de l'évaporation - ce qui permet de garder le poste de travail propre.
- Entièrement démontable en pièces détachées.
- Facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses.
- Support convivial pour la pièce à main Elmasteam.
- Le support pour la pièce à main Elmasteam peut être positionné librement.
- Support pour pincette intégré dans le support de la pièce à main Elmasteam.
- Facilement transportable et utilisation flexible dans le processus de nettoyage.



N° de commande	1075962
Prix courant	260,00 €
Dimensions ext. L / P / H (mm)	450 / 355 / 300
Dimensions int. L <sub>1</sub> / P <sub>1</sub> (mm)	350 / 350
Poids (kg)	3,6

### Définition des mesures



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.