


Elmasteam Accessoires - Traitement de l'eau

Adoucisseur d'eau Brita purity C150 Quell ST

- réduit la dureté carbonatée de l'eau
- décarbonise l'eau en quatre étapes : 1. préfiltration - 2. réduction de la dureté carbonatée - 3. filtration sur charbon actif - 4. filtration fine
- tête de filtre PURITY C 30 % à débit fixe Capacité1 pour une dureté carbonatée de 10 °dH = 2.086 litres
- positionnement de la cartouche filtrante : horizontal ou vertical
- pression de service maximale : 8,6 bar



	Adoucisseur d'eau	Cartouche filtrante	Tête de filtrante	Set de connexion	Réduction avec joint (2x)	Tuyau pour l'arrivée d'eau	Tuyau de rallonge
N° de commande	1084664	1084666	1084667	1084680	1084668	1059056	1065691
Prix courant	290,00 €	85,00 €	35,00 €	85,00 €	18,00 €	18,50 €	50,00 €
Dimension L / P / H (mm)	117 / 104 / 419	104 / 104 / 410	--		--	--	--
Dimensions	--			--	3/4" - 3/8"	Ø 10 mm; L = 1 m; 3/4" - 3/4" 90°	Ø 10 mm; L = 2 m; IG 3/4" - AG 3/4" 90°
Capacité à 20° de dureté allemande (L)	500		--				

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.