

## Elmasteam Zubehör - Elma Steam Descaler

- Entkalker, auf Zitronensäurebasis, für Elmasteam 8
- 1 Päckchen ist einfach und sicher zu dosieren
- Geruchsfrei und geschmacksneutral
- Entfernt und verhindert den Aufbau von Kalkablagerungen und Kesselstein
- Das Entkalken verlängert die Lebensdauer, spart Energie und teure Reparaturen



### Bestellnummern und Listenpreise

Bestellnummer	8000878
Listenpreis	12,00 €

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk, exklusive Transportkosten, Versicherung, Zölle und Steuern.

### Lieferumfang

- 5 Beutel Elma Steam Descaler (à 45g)
- Kurzanleitung Entkalken

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.