



Elmasteam accessoires - Set d'adaptateurs médicaux

Set de différents embouts de buse

- connectable à un nettoyeur à vapeur Elmasteam 8 med avec des connexions Luer-Lock standardisées
- permet le nettoyage des zones difficiles d'accès des pièces de nettoyage
- Rack de rangement pour 8 embouts différents
- Pince à changer
- adaptateur Luer-Lock
- Un nettoyage fiable pour les applications les plus diverses

	Set d'adaptateurs médicaux
N° de commande	1028820
Prix courant	600,00 €
Dimensions ext. L / P / H (mm)	130 / 70 / 560
Hauteur du rack H ₁ (mm)	40



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

	Canule CMI	Canule CMI avec brosse	Fixation de la canule droite	Fixation de la canule incurvée	Insertion du cathéter grande	Insertion du cathéter medium	Conncteur de tuyau grande	Adaptateur Luer-Lock fem. / fem.	Pince à changer
N° de commande	1028822	1055030	1028823	1028824	1028825	1028826	1028827	1028828	1028831
Prix courant	199,00 €	178,00 €	36,50 €	36,50 €	40,00 €	40,00 €	31,50 €	25,50 €	48,50 €
Longueur totale L ₁ (mm)	525	338	103	88	44	44	26	21	115
Longueur utile L ₂ (mm)	501	315	84	61	29	29	12	9	16
Diamètre D (mm)	2,5	2,5	2	2	2-9	2,5-6,5	3,5	9	--
Largeur La (mm)	--	--	--	--	--	--	--	--	29
Hauteur H (mm)	--	--	--	--	--	--	--	--	15



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.


Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elmasteam accessoires - Set d'adaptateurs médicaux

Définition des mesures


CMI Canule

pour de manche tubulaire,
sortie de vapeur latérale




CMI Canule


avec brosse, pour de manche
tubulaire, sortie de vapeur derrière
l'ourlet de la brosse



Fixation de la canule droite, sortie de vapeur devant



Fixation de la canule incurvée, sortie de vapeur devant



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elmasteam accessoires - Set d'adaptateurs médicaux

Définition des mesures






Insertion du cathéter
grande,
sortie de vapeur devant

Insertion du cathéter
medium,
sortie de vapeur devant

Connecteur de tuyau
grande,
sortie de vapeur devant

Adaptateur Luer-Lock
fem. / fem.,
sortie de vapeur devant

Pince à changer




Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.


Elmasteam accessoires - Set d'adaptateurs médicaux

Adaptateur avec Elmasteam basic

	Adaptateur
N° de commande	1091332
Prix courant	168,00 €
Longueur totale L_1 (mm)	33
Longueur utile L_2 (mm)	30
Diamètre D (mm)	10



Définition des mesures



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.