

Elmasonic Zubehör - Lärmschutzbox

Lärm des eingestellten Ultraschallreinigungsgeräts wird durchschnittlich um 75 % (ca. 20 dBA) reduziert. Entstehende Dämpfe werden über einen schallgedämpften Ablass abgesaugt, sodass kein Hitze- oder Feuchtestau innerhalb der Box entsteht.



Elmasonic	10	15/20	30	40	60	90	100	120	130	60	70	80	120	150	180	300
Bestellnummer 220-240 V~	1033905			2000000368			2000001567									
Bestellnummer 110-120 V~	1038839			1038838			-									
Listenpreis	580 €			620 €			690 €									
Außenmaße B/T/H (mm)	470/395/365			530/475/430			750/770/430									
Innenmaße B/T/H (mm)	380/205/295			440/285/360			650/580/360									
Passend für																
• Elmasonic Easy	•	•	•	•	•		•	•							•	•
• Elmasonic Med			•		•		•	•						•	•	•
• Elmasonic S	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•
• Elmasonic P			•		•			•							•	•
• Elmasonic xtra TT			•							•			•			

*Elmasonic Gerät in der Abbildung dient nur der Anschauung und ist nicht im Preis enthalten.


Alle Preise ab Werk, exklusive Außenverpackung, zuzüglich MwSt.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des original Elma-Zubehörs garantiert werden.




Elmasonic Zubehör - Lärmschutzbox

Maßdefinition

Außenmaße



Innenmaße



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.