

Elmasteam 4⁵ basic

Dampfstrahlgerät



Bestellnummern und Listenpreise

| Elmasteam 4 ⁵ | basic | basic HP |
|----------------------------|------------|------------|
| Bestellnummer 220 - 240 V~ | 1068874 | 1098068 |
| Listenpreis | 1.180,00 € | 1.510,00 € |
| Bestellnummer 115 - 220 V~ | 1072646 | 1098077 |
| Listenpreis | 1.360,00 € | 1.640,00 € |

Lieferumfang

- Dampfstrahlgerät
- Bedienungsanleitung
- Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge)
- Teststreifen zur Ermittlung von Wasserhärte und Chloridgehalt
- Einfüllsieb und Pinzette
- Wartungsschlauch, Spülset, Druckbehälter-Schraubkappe mit Ersatz O-Ringen

Alle Preise ab Werk, exklusive Außenverpackung, zuzüglich MwSt.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Elmasteam 4⁵ basic

Produktmerkmale und -funktionen

| |
|--|
| ▪ Konstanter Dampfdruck mit 4,5 bar durch hohe Heizleistung |
| ▪ Bedienung über ein Fußpedal mit Ausführung wählbar zwischen fester Düse (basic) oder flexiblem Handstück (basic HP) |
| ▪ Übersichtliche und gut lesbare Anzeige des Betriebszustands mit optischer Warnung bei Serviceintervallen und Fehlermeldungen |
| ▪ Einfache, manuelle Befüllung über die Einfüllmulde |
| ▪ Gerät inkl. Sicherheitseinrichtungen TÜV - typgeprüft nach DIN EN 61010 - 1 |
| ▪ 3 Jahre Gewährleistung bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch |

Technische Daten - Mechanik

| Elmasteam 4 ⁵ | basic | basic HP |
|--|-----------------|-----------------|
| Mit fester Düse | • | |
| Mit Handstück | | • |
| Max. Arbeitsdruck (bar) | | 4,5 |
| Druckbehältervolumen (l) | | 4,0 |
| Max. Füllvolumen (l) | | 3,3 |
| Gerät-Außenmaße B / T / H (mm) | 250 / 320 / 420 | -- |
| Gerät-Außenmaße B ₁ / T ₁ / H (mm) | -- | 290 / 320 / 420 |
| Gewicht (kg) | | ca. 6,75 |
| Schlauchlänge Handstück (m) | -- | 1,3 |

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.


Elmasteam 4⁵ basic

Technische Daten - Elektronik

| Elmasteam 4 ⁵ | basic | basic HP |
|--|-----------------------|----------|
| Netzspannung (V~) | 220 - 240 / 115 - 220 | |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 / 60 | |
| Max. Leistungsaufnahme (W) 220 - 240 / 115 - 220 V~ | 2800 / 1650 | |
| Dampftemperatur Druckbehälter (°C) | max. 155 | |
| Dampftemperatur Düse (°C) | max. 135 | |

Maßdefinition

Gerät - Außenmaße



Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.