



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

Release Notes – Elmasolvex VA R009

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R008 auf R009.

Neu:

1. Nochmals verringerte Neigung zur Schaumbildung beim Ansaugen von Flüssigkeit aus Position 1 durch Ansaugen in Stufen.

Verbesserungen:

Kleinere Anpassungen von Displaytexten.

Fehlerbereinigungen:

Verschiedene kleinere Fehlerbereinigungen, die zu einer verbesserten Stabilität führen.