

Wieviel Erlenmeyerkolben oder Laborflaschen passen in welchen Reinigungskorb?

Erlenmeyer-/Schüttelkolben - ohne Halterung

	30	60	100	120	150	300
50 ml (ø 52 mm)	6 x	9 x	16 x	16 x	40 x	
100 ml (ø 71 mm)	3 x	4 x	8 x	7 x	20 x	
250 ml (ø 87 mm)	2 x	3 x	5 x	5 x	14 x	

Erlenmeyer-/Schüttelkolben - mit Halterung

	30	60	100	120	150	300
50 ml (ø 56 mm)	5 x	8 x	14 x	12 x	32 x	
100 ml (ø 87 mm)	2 x	3 x	5 x	5 x	14 x	
250 ml (ø 106 mm)	1 x	2 x	3 x	3 x	8 x	

Laborflaschen (Duran/Schott)

	30	60	100	120	150	300
100 ml (ø 56 mm)	5 x	8 x	14 x	12 x	32 x	
500 ml (ø 86 mm)	2 x	3 x	5 x	5 x	14 x	
1000 ml (ø 101 mm)	1 x	2 x	3 x	3 x	8 x	

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung der original Elma Geräte garantiert werden.